









































## Соединительные кабели для ВЧ-хирургии Connecting cables for electrosurgery



### Обзор Overview



















Тип соединительного кабеля Type of connecting cable	Длина кабеля Cable length	Соединительная вилка Connecting plugs	ВЧ-аппарат Electrosurgical unit
Биполярный (BI)	4 м	Стандарт	ERBE VIO ERBE ICC / ACC
Монополярный (MO)	5 м	International	ERBE T-серии
Нейтральные электроды (NE) Patient plates (NE)		Подключение для других приборов Non-ERBE units	Для других приборов Non-ERBE units

## Монопольные соединительные кабели Monopolar connecting cables

Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-127</b>
для держателя электрода 20190-045, длина 4 м	for electrode handle 20190-045, length 4 m	
		 = 1  85100-003  30192-126
		 макс. 5 kVp  макс. 95°C  макс. 138°C
Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-094</b>
для держателя электрода 20190-045, длина 5 м	for electrode handle 20190-045, length 5 m	
		 = 1  85100-003  30192-126
		 макс. 5 kVp  макс. 95°C  макс. 138°C
Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-121</b>
для монопольных пинцетов, длина 4 м	for monopolar forceps, length 4 m	
		 = 1  30192-126
		 макс. 5 kVp  макс. 95°C  макс. 138°C
Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-097</b>
для вакуумного коагуляционного электрода 20191-136, длина 4 м	for suction coagulation electrode 20191-136, length 4 m	
		 = 1  30192-126
		 макс. 5 kVp  макс. 95°C  макс. 138°C
Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-101</b>
для электрода иглы 20191-152, длина 4 м	for needle electrode 20191-152, length 4 m	
		 = 1  30192-126
		 макс. 5 kVp  макс. 95°C  макс. 138°C
Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-104</b>
для режущих и коагуляционных МИХ-инструментов, длина 4 м	for CUT and COAG MIS instruments, length 4 m	
		 = 1  85100-048  30192-126
		 макс. 5 kVp  макс. 95°C  макс. 138°C













## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Монополярные соединительные кабели Monopolar connecting cables

Монополярный кабель, VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-105</b>	
для AutoSuture инструментов, длина 4 м	for AutoSuture instruments, length 4 m	 = 1	макс. 5 kVp
		 30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		<b>№ 20192-119</b>	
для петли OLYMPUS для полипектомии, Ø 3 мм, длина 4 м	for OLYMPUS polypectomy snare Ø 3 mm, length 4 m	 = 1	макс. 5 kVp
		 30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, APC 300 / ICC, стандарт Monopolar connecting cable, APC 300 / ICC, standard		<b>№ 20192-114</b>	
длина 0,5 м	length 0.5 m	 = 1	макс. 5 kVp
		 30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, VIO, ICC, ACC, International Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international		<b>№ 20192-110</b>	
для держателя электрода 20190-045, длина 4 м	for electrode handle 20190-045, length 4 m	 = 1	макс. 5 kVp
		 30192-126	85100-003
			макс. 138°C
Монополярный кабель, APC 300 / ICC, International Monopolar connecting cable, APC 300 / ICC, international		<b>№ 20192-115</b>	
длина 0,5 м	length 0.5 m	 = 1	макс. 5 kVp
		 30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, APC 300 / ICC, International Monopolar connecting cable, APC 300 / ICC, international		<b>№ 20192-116</b>	
длина 4 м	length 4 m	 = 1	макс. 5 kVp
		 30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C

## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Монополярные соединительные кабели Monopolar connecting cables

<p>Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)</p>		<b>№ 20192-111</b>
<p>для вакуумного коагуляционного электрода 20191-136, длина 4 м</p> 	<p>for suction coagulation electrode 20191-136, length 4 m</p> 	<p>☑ = 1</p> <p>макс. 5 kVp</p> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> <p>30192-126</p>
<p>Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)</p>		<b>№ 20192-112</b>
<p>для электрода иглы 20191-152, длина 4 м</p> 	<p>for needle electrode 20191-152, length 4 m</p> 	<p>☑ = 1</p> <p>макс. 5 kVp</p> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> <p>30192-126</p>
<p>Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)</p>		<b>№ 20192-113</b>
<p>для режущих и коагуляционных МИХ-инструментов, длина 4 м</p> 	<p>for CUT and COAG MIS instruments, length 4 m</p> 	<p>☑ = 1</p> <p>макс. 5 kVp</p> <p>85100-048</p> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> <p>30192-126</p>
<p>Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)</p>		<b>№ 20192-117</b>
<p>для OLYMPUS инструментов, Ø 3 мм, длина 4 м</p> 	<p>for OLYMPUS instruments Ø 3 mm, length 4 m</p> 	<p>☑ = 1</p> <p>макс. 5 kVp</p> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> <p>30192-126</p>
<p>Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)</p>		<b>№ 20192-129</b>
<p>для OLYMPUS инструментов, Ø 3 мм, длина 5 м</p> 	<p>for OLYMPUS instruments Ø 3 mm, length 5 m</p> 	<p>☑ = 1</p> <p>макс. 5 kVp</p> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> <p>30192-126</p>
<p>Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)</p>		<b>№ 20192-122</b>
<p>для монополярных пинцетов, длина 4 м</p> 	<p>for monopolar forceps, length 4 m</p> 	<p>☑ = 1</p> <p>макс. 5 kVp</p> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> <p>30192-126</p>

## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Монопольные соединительные кабели Monopolar connecting cables

#### Монопольный соединительный кабель, Т-серии

##### Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-095

для держателя электрода  
20190-048,  
длина 4 м


for electrode handle  
20190-048,  
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

#### Монопольный соединительный кабель, Т-серии

##### Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-128

для держателя электрода  
20190-048,  
длина 5 м


for electrode handle  
20190-048,  
length 5 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

#### Монопольный соединительный кабель, Т-серии

##### Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-107

для режущих и коагуляционных  
МИХ-инструментов,  
длина 4 м


for CUT and COAG  
MIS instruments,  
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

#### Монопольный соединительный кабель, Т-серии

##### Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-120

для AutoSuture инструментов,  
длина 4 м


for AutoSuture instruments,  
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

#### Монопольный соединительный кабель, Т-серии

##### Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-098

для вакуумного коагуляционного  
электрода 20191-136,  
длина 4 м


for suction coagulation  
electrode 20191-136,  
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

#### Монопольный соединительный кабель, Martin стандарт

##### Monopolar connecting cable, Martin standard


№ 20192-099

для держателя электрода  
20190-045,  
длина 4 м


for electrode handle  
20190-045,  
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Монополярные соединительные кабели Monopolar connecting cables

#### Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт

##### Monopolar connecting cable, Martin standard

№ 20192-108

для режущих и коагуляционных  
МИХ-инструментов,  
длина 4 м

for CUT and COAG  
MIS instruments,  
length 4 m



макс. 5 kVp

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

#### Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт

##### Monopolar connecting cable, Martin standard

№ 20192-100

для вакуумного коагуляционного  
электрода 20191-136,  
длина 4 м

for suction coagulation  
electrode 20191-136,  
length 4 m



макс. 5 kVp

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

## Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-045

для биполярных пинцетов,  
длина 4 м

for bipolar forceps,  
length 4 m



= 1	макс. 1 kVp
85100-042 85100-045	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-057

для биполярных пинцетов,  
длина 5 м

for bipolar forceps,  
length 5 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-048

для биполярных щипцов,  
длина 4 м

for bipolar fixation forceps, length  
4 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-060

для биполярных щипцов,  
длина 5 м

for bipolar fixation forceps, length  
5 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-054

для биполярных режущих  
инструментов,  
длина 4 м

for bipolar cutting  
instruments,  
length 4 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-106

для BiSect, длина 4 м

for BiSect, length 4 m



= 1	макс. 1 kVp
85100-044 30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C


## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

#### Биполярный соединительный кабель для OLYMPUS резектоскопов

##### Bipolar connecting cable, for OLYMPUS resectoscopes

№ 20196-115



с многофункциональной вилкой,  
только для VIO 300 D  
от версии V1.6.2,  
длина 4 м


with MF plug, only for VIO 300 D  
from version V1.6.2 on,  
length 4 m

= 1	макс. 1 kVp
30196-040	макс. 95°C
	макс. 138°C

#### Биполярный соединительный кабель для STORZ-резектоскопов

##### Bipolar connecting cable, for STORZ resectoscopes

№ 20196-118



с многофункциональной вилкой,  
только для VIO 300 D  
от версии V1.6.2,  
длина 4 м

with MF plug,  
only for VIO 300 D  
from version V1.6.2 on,  
length 4 m

= 1	макс. 1 kVp
30196-040	макс. 95°C
	макс. 138°C

#### Биполярный соединительный кабель для WOLF-резектоскопов

##### Bipolar connecting cable, for WOLF resectoscopes

№ 20196-119



с многофункциональной вилкой,  
только для VIO 300 D  
от версии V1.6.2,  
длина 4 м


with MF plug,  
only for VIO 300 D  
from version V1.6.2 on,  
length 4 m

= 1	макс. 1 kVp
30196-040	макс. 95°C
	макс. 138°C

#### Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

##### Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-051



для биполярных режущих  
инструментов,  
длина 4 м


for bipolar cutting  
instruments,  
length 4 m

= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

#### Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

##### Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-052



для биполярных щипцов,  
длина 4 м

for bipolar fixation forceps,  
length 4 m

= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C



## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-053

для биполярных  
пинцетов, длина 4 м

for bipolar forceps,  
length 4 m



= 1

макс. 1 kVp



85100-042

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-061

для биполярных пинцетов,  
длина 5 м

for bipolar forceps,  
length 5 m



= 1

макс. 1 kVp



30192-126

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-107

для BiSect, длина 4 м

for BiSect, length 4 m



= 1

макс. 1 kVp



30192-126

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-046

для биполярных пинцетов,  
длина 4 м

for bipolar forceps,  
length 4 m



= 1

макс. 1 kVp



85100-042

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-058

для биполярных пинцетов,  
длина 5 м

for bipolar forceps,  
length 5 m



= 1

макс. 1 kVp



30192-126

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

## Anschlusskabel für die HF-Chirurgie Connecting cables for electrosurgery

Биполярные соединительные кабели  
Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-049



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-050



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International  
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international


№ 20196-110



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель Valleylab  
Bipolar connecting cable, Valleylab

№ 20196-055



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

#### Биполярный соединительный кабель Martin стандарт Bipolar connecting cable, Martin standard

№ 20196-047

для биполярных пинцетов,  
длина 4 м

for bipolar forceps,  
length 4 m



макс. 1 kVp

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

#### Биполярный соединительный кабель Martin стандарт Bipolar connecting cable, Martin standard

№ 20196-059

для биполярных пинцетов,  
длина 5 м

for bipolar forceps,  
length 5 m



макс. 1 kVp

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

## Соединительные кабели для нейтральных электродов Connecting cables for patient plates

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт  
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-077

для нейтральных электродов с  
контактным язычком,  
длина 4 м

for patient plates with  
contact stud,  
length 4 m



= 1	
85100-050 85100-038	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт  
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-078

для нейтральных электродов с  
контактным язычком,  
длина 5 м

for patient plates with  
contact stud,  
length 5 m



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт  
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-068

для нейтральных электродов  
с контактнм язычком, с  
подключением для ЭКГ,  
длина 5 м

for patient plates with  
contact stud, with ECG  
connector, length 5 m



= 1	
	макс. 95°C
30192-045	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт  
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-072

для нейтральных электродов с  
вилкой „Molex“,  
длина 4 м

for patient plates  
with molex connector,  
length 4 m



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт  
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-070

для нейтральных электродов  
из силикона,  
длина 4 м










































for silicone plates,  
length 4 m



= 1	
	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

## Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

### Соединительные кабели для нейтральных электродов Connecting cables for patient plates

<p>Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		<p>№ 20194-088</p>							
<p>для нейтральных электродов из силикона длина 5 м</p>	<p>for silicone plates, length 5 m</p>		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> </td> </tr> </table>	 = 1		 30192-126	<p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p>		
 = 1									
 30192-126	<p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p>								
<p>Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, international</p>		<p>№ 20194-075</p>							
<p>для нейтральных электродов из силикона длина 4 м</p>	<p>for silicone plates, length 4 m</p>		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> </td> </tr> </table>	 = 1		 30192-126	<p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p>		
 = 1									
 30192-126	<p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p>								
<p>Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, international</p>		<p>№ 20194-089</p>							
<p>для нейтральных электродов из силикона длина 5 м</p>	<p>for silicone plates, length 5 m</p>		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td> <p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p> </td> </tr> </table>	 = 1		 30192-126	<p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p>		
 = 1									
 30192-126	<p>макс. 95°C</p> <p>макс. 138°C</p>								
<p>Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international</p>		<p>№ 20194-079</p>							
<p>для неразделённых нейтральных электродов с контактным язычком, длина 4 м</p>	<p>for patient plates with single contact surface and contact stud, length 4 m</p>		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 85100-050</td> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	 = 1		 85100-050	макс. 95°C	 30192-126	макс. 138°C
 = 1									
 85100-050	макс. 95°C								
 30192-126	макс. 138°C								
<p>Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international</p>		<p>№ 20194-086</p>							
<p>для неразделённых нейтральных электродов с контактным язычком, длина 5 м</p>	<p>for patient plates with single contact surface and contact stud, length 5 m</p>		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 85100-050</td> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	 = 1		 85100-050	макс. 95°C	 30192-126	макс. 138°C
 = 1									
 85100-050	макс. 95°C								
 30192-126	макс. 138°C								

## Anschlusskabel für die HF-Chirurgie Connecting cables for electrosurgery

Соединительные кабели для нейтральных электродов  
Connecting cables for patient plates

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20194-080

для нейтральных электродов  
составных (из 2-х частей),  
с контактным язычком,  
длина 4 м

for patient plates with split  
contact surface and contact stud,  
length 4 m



= 1	
85100-050 85100-038	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20194-087

для нейтральных электродов  
составных (из 2-х частей) с  
контактным язычком,  
длина 5 м

for patient plates with split  
contact surface and contact stud,  
length 5 m



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20194-074

для нейтральных электродов  
составных (из 2-х частей)  
с вилкой „Molex”,  
длина 4 м

for patient plates with split  
contact surface, with molex con-  
nector, length 4 m



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, Martin стандарт

Patient plate cable, Martin standard

№ 20194-081

для нейтральных электродов  
с контактным язычком,  
длина 4 м

for patient plates with contact stud,  
length 4 m



= 1	
	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, Martin стандарт

Patient plate cable, Martin standard

№ 20194-076

для нейтральных электродов  
из силикона,  
длина 4 м

for silicone plates,  
length 4 m



= 1	
	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C